

DA

SAMMENSETNING

Etylacetat, amylacetat og thymol.

EGENSKAPER

Dette oplosningsmiddel kan takket være dets sammensætning blodgøre både traditionelt zinkoxid eugenol dentalelement og forseglinger af typen phenoplast

INDIKATIONER

Oplosningsmiddel til rodkanalforseglinger, når revision af en rotfodning er nødvendig

KONTRAINDIKATION

Overfølsomhed for komponenter i formuleringen

BIVIRKNINGER

Allergisk reaktion

BRUGSVÆJLEDNING

Behandlingsområdet skal isoleres fuldstændigt: Brug af kofferdam omkring tanden anbefales, som ved et rodkanalbehandling. Rens kronepulpkammeret og indgangen til kanaler ud med maskin, fyld høje draber ENDOSOLV i et dappenglas for der lægges en dråbe ENDOSOLV i pulpkavum svarende til kanalindholdet. Rens kanalen, først ved brug af en sonde, og derefter med en fil eller et tilsvarende instrument, idet instrumentet hele tiden dypes i ENDOSOLV, for det indsættes i kanalen. Instrumentet skal fjernes fra kanalen og aftøres, så snart der mærkes modstand. Gentag handlingen flere gange, indtil apex nás. Objektiviteten skyldes med natrumhypochlorit er effektivt til neutralisering af midlet.

ADVARSLER OG FORSIGTIGHEDSREGLER

Etter brug af ENDOSOLV til fjernelse af gammelt fyldningsmateriale er det væsentligt at preparere tanden igjen og torne den omhyggeligt, især ved anvendelse af en zinkoxid-eugenol cement som nyt fyldningsmateriale.

Inneholder ethylacetatMeget brandfarlig væske og damp
Forårsager alvorlig øjensirretion
Kan forårsage løvhed eller svimmedhed
Der henvises til sikkerhedsdatabladet (kan revirkieres)**OPBEVARING**

Má ikke opbevares over 25°C.

EMBALLAGE

13 ml flaske

Má kun anvendes af uddannede tandlæger

ET

KOOSTIS

Etülatsetaat, amülatsetaat ja tümool.

OMADUSED

Tánu oma koostisele pehmendab lauhusti nii traditsioonilisi tsinkoksiid-eugenolsementte kui ka fenolvaigu tüüpi sulgemismateriale.

NÄIDUSTUSED

Juurtaiduse eemaldamise lahusti juurekanali korduvaks töötlemiseks.

VASTUNÄIDUSTUSED

Ulitidlikkus toote mistahes koostisosaa suhtes.

KÖRVALTOIMED

Allergiske reaktioner

KASUTUSJUHEND

Operatsiooni välti peab olema täielikult isoleeritud: hamba ümber soovitatatakse kasutada kofferdammi, sarnaselt mis tahes muu juurekanali ravi protseduuri. Puhasgute publikamber ja kanalid saavad mitte olla mitte läbi ENDO-SOLV-i kohale. Allergia on tõenäoliselt üldine, kuna ENDO-SOLV-i kihistamiseks ei ole eugenoli cementi.

VÄRITUKSET JA KÄYTÖÖN LIITTYVÄ VAROTOIMET

Kun otte käytänyt ENDO-SOLV-i poistamaan vanhan täytemateriaalin, hammas on ehdotamastri preparoituva uudelleen ja kuivataava huolella, erityisesti käytetessässä kihistamiseksi.

VAROITUKSET JA KÄYTÖÖN LIITTYVÄ VAROTOIMET

Kun otte käytänyt ENDO-SOLV-i poistamaan vanhan täytemateriaalin, hammas on ehdotamastri preparoituva uudelleen ja kuivataava huolella, erityisesti käytetessässä kihistamiseksi.

VÄLITÄÄVÄ KÄYTÖÖN LIITTYVÄ VAROTOIMET

Pärast ENDO-SOLV-i kasutamist vana täitematerjal ei eemaldamiseks on oluline hammas uuesti ette valmistada ja hoiklakult kuivataada, eriti kui kasutate uue täitematerjalia.

HOIATUSED JA ETTEVAATUSABINÖUD KASUTAMISEL

Pärast ENDO-SOLV-i kasutamist vana täitematerjal ei eemaldamiseks on oluline hammas uuesti ette valmistada ja hoiklakult kuivataada, eriti kui kasutate uue täitematerjalia.

SÄILYTYS

Säilytä alle 25°C.

PAKKAUUS

13 mln pullo

Vain hammaslääketieteen ammattilaisen käyttöön

FI

KOOSTUMUS

Etyliasetatti, amylasetatti ja tymoli.

OMINAISUUDET

Luottamusten koostumukseen ansiosta tällä liuottimella voidaan pohembta sekä tavanoimaisia sinkkioksideuge-nolipohjaisia sementejä että fenolihartsit-ytypisiä täyteaineita.

KÄYTÖÄIHEET

Juurikanavan täyteaineiden liuotin kanavien uusintahoi-toon.

VASTA-AIHEET

Ylherkkys tämän lääkemuodon jollekin komponentille.

OMADUSED

Tánu oma koostisele pehmendab lauhusti nii traditsioonilisi tsinkoksiid-eugenolsementte kui ka fenolvaigu tüüpi sulgemismateriale.

SIKUVAIKUTUKSET

Allergiene reaktio

UPUTE ZA UPORABU

Radnu površinu treba u potpunosti izolirati: preporučuje se uporaba gumene pregrade oko zuba, kao i kod svakog liječenja konjenskog kanala. Mechanički očistite pulpnu komoru u ulaz u kanale. Stavite nekoliko kapi sredstva ENDOSOLV u prilagođenu posudicu prije nego što stavite kapljicu ENDOSOLV u komoru. Očistite kanal pomoći sondi, zatim svrđla, pazeci da vrh instrumenta svaki put umoci u ENDOSOLV prije umjetanja u kanal. Instrument izvadite iz kanala i obrnite čim osjetite otpor. Ponovite postupak nekoliko puta dok ne dođete do apska. Ispiranje

ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER VED BRUK

Etter å ha brukt ENDOSOLV for å fjerne gammelt rotfyllingsmateriale, er det avgjørende at man preparerer tannen igjen og tørker den omhyggelig, især ved bruk av en zinkoksid-eugenol cement som nytt fyllingsmateriale.

OMADUSED

Tánu oma koostisele pehmendab lauhusti nii traditsioonilisi tsinkoksiid-eugenolsementte kui ka fenolvaigu tüüpi sulgemismateriale.

NÄIDUSTUSED

Töötluskäytöllä on eristettävä kokonaan: kofferdammin käytöllä hamppaampi ympärillä on suojsittavaa, kuten aina juuriotulossa. Puhdistä pulpaontto ja kanavan suuaikana. Applikoit seippaa ENDO-SOLV-valmistetta muokat-tuun sisältöön ennen kuin yhdessä ENDO-SOLV-til-paan olteloona. Puhdistä kanava ensin sondilla, sitten juurenhoitoleulalla, kastaen aina instrumentin kärkeä ENDO-SOLV-valmisteeseen ennen sen viemistä kanavaan. Heti kun tuntuu vastusta, juurenhoitoleula pitää välttää pols kanava ja pyyhkiä. Toista toimenpitei seippaa kertoo, kunnes saavutat juurenpään. Väline voidaan tehoakaasti neutraloida huutoleimala se toimen-piteiden välillä natriumhypokloritiiliuoksellalla.

KÄYTÖÖHJEET

Työskentelyalue on eristettävä kokonaan: kofferdammin käytöllä hamppaampi ympärillä on suojsittavaa, kuten aina juuriotulossa. Puhdistä pulpaontto ja kanavan suuaikana. Applikoit seippaa ENDO-SOLV-valmistetta muokat-tuun sisältöön ennen kuin yhdessä ENDO-SOLV-til-paan olteloona. Puhdistä kanava ensin sondilla, sitten juurenhoitoleulalla, kastaen aina instrumentin kärkeä ENDO-SOLV-valmisteeseen ennen sen viemistä kanavaan. Heti kun tuntuu vastusta, juurenhoitoleula pitää välttää pols kanava ja pyyhkiä. Toista toimenpitei seippaa kertoo, kunnes saavutat juurenpään. Väline voidaan tehoakaasti neutraloida huutoleimala se toimen-piteiden välillä natriumhypokloritiiliuoksellalla.

VASTUNÄIDUSTUSED

Ulitidlikkus toote mistahes koostisosaa suhtes.

KÖRVALTOIMED

Allergiske reaktioner

KASUTUSJUHEND

Operatsiooni välti peab olema täielikult isoleeritud: hamba ümber soovitatatakse kasutada kofferdammi, sarnaselt mis tahes muu juurekanali ravi protseduuri. Puhasgute publikamber ja kanalid saavad mitte olla mitte läbi ENDO-SOLV-i kihistamiseksi (saadaval nöödmisel).

VÄRITUKSET JA KÄYTÖÖN LIITTYVÄ VAROTOIMET

Kun otte käytänyt ENDO-SOLV-i poistamaan vanhan täytemateriaalin, hammas on ehdotamastri preparoituva uudelleen ja kuivataava huolella, erityisesti käytetessässä kihistamiseksi.

VÄLITÄÄVÄ KÄYTÖÖN LIITTYVÄ VAROTOIMET

Pärast ENDO-SOLV-i kasutamist vana täitematerjal ei eemaldamiseks on oluline hammas uuesti ette valmistada ja hoiklakult kuivataada, eriti kui kasutate uue täitematerjalia.

HOIATUSED JA ETTEVAATUSABINÖUD KASUTAMISEL

Pärast ENDO-SOLV-i kasutamist vana täitematerjal ei eemaldamiseks on oluline hammas uuesti ette valmistada ja hoiklakult kuivataada, eriti kui kasutate uue täitematerjalia.

SÄILYTYS

Säilytä alle 25°C.

PAKKAUUS

13 mln pullo

Vain hammaslääketieteen ammattilaisen käyttöön

HR

SASTAV

Etil-acetat, amil-acetat i timol.

Ainult professionaalseks kasutamiseks hambaravis

FI

KÄYTÖÄIHEET

Juurikanavan täyteaineiden liuotin kanavien uusintahoi-toon.

VASTA-AIHEET

Ylherkkys tämän lääkemuodon jollekin komponentille.

OMADUSED

Tánu oma koostisele pehmendab lauhusti nii traditsioonilisi tsinkoksiid-eugenolsementte kui ka fenolvaigu tüüpi sulgemismateriale.

SIKUVAIKUTUKSET

Allergiene reaktio

UPUTE ZA UPORABU

Radnu površinu treba u potpunosti izolirati: preporučuje se uporaba gumene pregrade oko zuba, kao i kod svakog liječenja konjenskog kanala. Mechanički očistite pulpnu komoru u ulaz u kanale. Stavite nekoliko kapi sredstva ENDOSOLV u prilagođenu posudicu prije nego što stavite kapljicu ENDOSOLV u komoru. Očistite kanal pomoći sondi, zatim svrđla, pazeci da vrh instrumenta svaki put umoci u ENDOSOLV prije umjetanja u kanal. Instrument izvadite iz kanala i obrnite čim osjetite otpor. Ponovite postupak nekoliko puta dok ne dođete do apska. Ispiranje

ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER VED BRUK

Etter å ha brukt ENDOSOLV for å fjerne gammelt rotfyllingsmateriale, er det avgjørende at man preparerer tannen igjen og tørker den omhyggelig, især ved bruk av en zinkoksid-eugenol cement som nytt fyllingsmateriale.

OMADUSED

Tánu oma koostisele pehmendab lauhusti nii traditsioonilisi tsinkoksiid-eugenolsementte kui ka fenolvaigu tüüpi sulgemismateriale.

NÄIDUSTUSED

Töötluskäytöllä on eristettävä kokonaan: kofferdammin käytöllä hamppaampi ympärillä on suojsittavaa, kuten aina juuriotulossa. Puhdistä pulpaontto ja kanavan suuaikana. Applikoit seippaa ENDO-SOLV-valmisteesta muokat-tuun sisältöön ennen kuin yhdessä ENDO-SOLV-til-paan olteloona. Puhdistä kanava ensin sondilla, sitten juurenhoitoleulalla, kastaen aina instrumentin kärkeä ENDO-SOLV-valmisteeseen ennen sen viemistä kanavaan. Heti kun tuntuu vastusta, juurenhoitoleula pitää välttää pols kanava ja pyyhkiä. Toista toimenpitei seippaa kertoo, kunnes saavutat juurenpään. Väline voidaan tehoakaasti neutraloida huutoleimala se toimen-piteiden välillä natriumhypokloritiiliuoksellalla.

KÄYTÖÖHJEET

Työskentelyalue on eristettävä kokonaan: kofferdammin käytöllä hamppaampi ympärillä on suojsittavaa, kuten aina juuriotulossa. Puhdistä pulpaontto ja kanavan suuaikana. Applikoit seippaa ENDO-SOLV-valmisteesta muokat-tuun sisältöön ennen kuin yhdessä ENDO-SOLV-til-paan olteloona. Puhdistä kanava ensin sondilla, sitten juurenhoitoleulalla, kastaen aina instrumentin kärkeä ENDO-SOLV-valmisteeseen ennen sen viemistä kanavaan. Heti kun tuntuu vastusta, juurenhoitoleula pitää välttää pols kanava ja pyyhkiä. Toista toimenpitei seippaa kertoo, kunnes saavutat juurenpaan. Väline voidaan tehoakaasti neutraloida huutoleimala se toimen-piteiden välillä natriumhypokloritiiliuoksellalla.

VASTUNÄIDUSTUSED

Ulitidlikkus toote mistahes koostisosaa suhtes.

KÖRVALTOIMED

Allergiske reaktioner

KASUTUSJUHEND

Operatsiooni välti peab olema täielikult isoleeritud: hamba ümber soovitatatakse kasutada kofferdammi, sarnaselt mis tahes muu juurekanali ravi protseduuri. Puhasgute publikamber ja kanalid saavad mitte olla mitte läbi ENDO-SOLV-i kihistamiseksi (saadaval nöödmisel).

VÄRITUKSET JA KÄYTÖÖN LIITTYVÄ VAROTOIMET

Kun otte käytänyt ENDO-SOLV-i poistamaan vanhan täytemateriaalin, hammas on ehdotamastri preparoituva uudelleen ja kuivataava huolella, erityisesti käytetessässä kihistamiseksi.

HOIATUSED JA ETTEVAATUSABINÖUD KASUTAMISEL

Pärast ENDO-SOLV-i kasutamist vana täitematerjal ei eemaldamiseks on oluline hammas uuesti ette valmistada ja hoiklakult kuivataada, eriti kui kasutate uue täitematerjalia.

SÄILYTYS